

Anti-Ugt3A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q3Sy77

Artikelnummer: CM0030780

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UGT3A2, eine UDP-Glycosyltransferase, die am Xenobiotika-Metabolismus beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. UniProt: Q3SY77.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	UGT3A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UGT3A2
Spezies	Mensch
Gen-ID	167127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-300 des humanen UGT3A2 (NP_777574.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3SY77
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel