

Anti-Uhrf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96T88

Artikelnummer: CM0030537



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UHRF1 (ICBP90/Np95), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Epigenetik-Forschung, einschließlich DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] UHRF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	29128
GeneID	29128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 672-793 des humanen UHRF1 (NP_037414.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96T88
Protein-Gewicht	90kDa
Versand	Eistüte