

Polyklonaler Anti-Uhrf1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96T88

Artikelnummer: CM0022604



Einführung

Hochwertiger polyklonaler UHRF1-Kaninchenantikörper für Anwendungen in Western Blot und ELISA, der humane und murine Zielproteine erkennt. Unverzichtbar für die Erforschung der DNA-Methylierung und Chromatinmodifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UHRF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1
Art	Mensch
Gen-ID	29128 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 1-260 des humanen UHRF1 entsprechende Sequenz enthält (NP_001041666.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96T88
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku