

Anti-Uhrf1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T88

Artikelnummer: CM0011823



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches UHRF1 (SWISS Q96T88). Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Wichtiger epigenetischer Regulator bei der DNA-Methylierungsübertragung und Chromatinmodifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] UHRF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29128
Gen-ID	29128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 von menschlichem UHRF1 (NP_001276981.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96T88
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel