

Anti-Uhrf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Tmi3

Artikelnummer: CM0023127

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen murines UHRF2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte UHRF2, eine wichtige E3-Ubiquitin-Ligase in der DNA-Methylierung und Zellzyklusregulation. Ideal für Epigenetik- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Uhrf2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	115426
GenID	109113
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 76-359 von murinem Uhrf2 (NP_659122.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7TMI3
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel