

Anti-Uhrf2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Tmi3

Artikelnummer: CM0015428

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das murine Uhrf2 (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von DNA-Methylierung, Zellzyklusregulation und DNA-Reparaturwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Uhrf2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Art	Maus
GeneID (Mensch)	115426
GeneID	109113
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 76-359 des murinen Uhrf2 (NP_659122.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7TMI3
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku