

Anti-Uimc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96RI1

Artikelnummer: CM0028450



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UIMC1 (RAP80), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen: N-terminale 1-150 aa. Geeignet für DNA-Schadens- und Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UIMC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	51720
GeneID	51720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem UIMC1 (NP_057374.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RL1
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel