

Anti-ULbp1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzm6

Artikelnummer: CM0007376

Einführung

ULBP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Ziel ist humanes ULBP1, ein NKG2D-Ligand, der die Zytotoxizität von natürlichen Killerzellen aktiviert. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Immunüberwachungs- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ULBP1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	80329
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem ULBP1 (NP_079494.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BZM6
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel