

Anti-ULbp2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bzm5

Artikelnummer: CM0007019



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches ULBP2 (NKG2D-Ligand), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert spezifisch mit menschlichem ULBP2, einem 27-kDa-GPI-verankerten Protein, das die Zytotoxizität von NK-Zellen aktiviert. Ideal für die Krebs- und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ULBP2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ULBP2; ALCAN-alpha; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; NKG2D-Ligand 2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	80328
GeneID	80328
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-217 des menschlichen ULBP2 (NP_079493.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZM5
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku