

Anti-ULK1 (Phospho S555) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075385

Artikelnummer: CM0001264



Einführung

Phospho-ULK1-S555 Kaninchen mAb erkennt spezifisch ULK1, das an Ser555 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Autophagie und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ULK1-S555 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8408
GeneID	8408
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S555 des humanen ULK1 (NP_003556.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	075385
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel