

Anti-ULK1-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075385

Artikelnummer: CM0028314



Einführung

ULK1-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt die 113kDa Autophagie-Kinase ULK1. Geeignet für die Autophagie-Forschung. UniProt 075385.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ULK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8408
GeneID	8408
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem ULK1 entspricht (NP_003556.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075385
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel