

Anti-ULK1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - 075385

Artikelnummer: CM0019094



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes ULK1 (ATG1), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Für die Erforschung der Autophagie und neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ULK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8408
GeneID	8408
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen ULK1.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	075385
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku