

Anti-ULK1/ULK2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75385 / Q8Iyt8

Artikelnummer: CM0024642



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ULK1 und ULK2 (O75385/Q8IYT8). Ideal für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen in der Autophagie- und neuronalen Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ULK1/ULK2 Kaninchen pAb
Spezies	Human
GeneID (Human)	8408/9706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-283 von humanem ULK1/ULK2 (NP_003556.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75385/Q8IYT8
Versand	Eistasche