

Anti-ULK3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Phr2

Artikelnummer: CM0012073



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches ULK3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielt auf die Serin/Threonin-Kinase ab, die an der Hedgehog-Signalgebung und Autophagie beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ULK3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ULK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25989
GenID	25989
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 373-472 von menschlichem ULK3 (Q6PHR2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6PHR2
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel