

Anti-Umod Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07911

Artikelnummer: CM0023929



Einführung

UMOD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität in Mensch und Maus. Ideal zum Studium der Uromodulin-Funktion in der Biologie der apikalen Membran der Niere und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UMOD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7369
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07911
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eistüte