

Anti-Umps Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11172

Artikelnummer: CM0025259



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches UMPS (OPRT/ODC) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen Proben. Erkennt eine Bande bei 52 kDa. Ideal für die Forschung zur Pyrimidin-Biosynthese und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UMPS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OPRT; UMPS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7372
GenID	7372
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 181-480 von menschlichem UMPS (NP_000364.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11172
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel