


Anti-Umps Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11172

Artikelnummer: CM0017564



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UMPS, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Pyrimidin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UMPS Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	OPRT; UMPS
Spezies	Human
GeneID (Human)	7372
GeneID	7372
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-260 des humanen UMPS (NP_000364.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11172
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel