

Anti-Unc13B-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14795

Artikelnummer: CM0021865

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-UNC13B-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem UNC13B, einem an der Exozytose beteiligten Protein für die Vorbereitung synaptischer Vesikel. Geeignet für Forschungsarbeiten in der Neurowissenschaft und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UNC13B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-350 des humanen UNC13B entspricht (NP_006368.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14795
Proteingewicht	181 kDa
Versand	Kühlakku