

Anti-Unc13D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q70J99

Artikelnummer: CM0014693



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UNC13D (Munc13-4) für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Validiert für die Forschung zur zytotoxischen Granula-Exozytose und Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UNC13D Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
Spezies	Human
GeneID (Human)	201294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 891-1090 des humanen UNC13D (NP_954712.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q70J99
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Kühlakku