

Anti-Unc50 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53Hi1

Artikelnummer: CM0020441

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches UNC50, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. UNC50 ist an der Expression neuronaler nikotinischer Rezeptoren und an die RNA-Bindung beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UNC50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25972
GenID	25972
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53HI1
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel