

Anti-Unc5B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Izj1

Artikelnummer: CM0018316

Einführung

Validierter UNC5B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Netrin-Rezeptor-Forschung in der Axonführung, Angiogenese und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UNC5B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UNC5H2; p53RDL1; UNC5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	219699
GenID	219699
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 290-377 von menschlichem UNC5B (NP_734465.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZJ1
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel