

Anti-Unc93B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H1C4

Artikelnummer: CM0019945



Einführung

Hochwertiger Anti-UNC93B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung zur angeborenen Immunität und TLR-Signalgebung. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Diagnose- und Forschungslabore.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UNC93B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81622
Gen-ID	81622
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von menschlichem UNC93B1 (NP_112192.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1C4
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel