

Anti-Upb1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubr1

Artikelnummer: CM0021710



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes UPB1 (beta-Ureidopropionase), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Pyrimidindegredation und metabolischen Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BUP-1; UPB1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51733
GeneID	51733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 des menschlichen UPB1 (NP_057411.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UBR1
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel