

Anti-Upf1/Rent1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92900

Artikelnummer: CM0015058



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen UPF1/RENT1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur nichtsin-vermittelten RNA-Abbau. Immunogen: synthetisches Peptid. ~124 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPF1/RENT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5976
GeneID	5976
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92900
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel