

Anti-Upf1/Rent1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92900

Artikelnummer: CM0011449



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UPF1/RENT1, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Nonsense-vermittelten mRNA-Abbau (NMD) und zur RNA-Helikase. Molekulargewicht: 124 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPF1/RENT1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5976
Gen-ID	5976
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem UPF1/RENT1 (Q92900) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92900
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel