


Anti-Upf2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Artikelnummer: CM0014498



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes UPF2 (Q9HAU5), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Ideal für die Erforschung des nonsense-vermittelten mRNA-Abbaus (NMD). Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPF2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	26019
GeneID	26019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1153–1272 des humanen UPF2 (NP_542166.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9HAU5
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Kühlakku