


Anti-Upf3A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1J1

Artikelnummer: CM0017955



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes UPF3A, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande bei 55 kDa; ideal für die Erforschung des durch Nonsense vermittelten mRNA-Abbaus und des RNA-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPF3A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	65110
GeneID	65110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 327-476 des humanen UPF3A (NP_075387.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1J1
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel