

Anti-Upk1B Polyklonaler Antikörper Für Western Blot, Elisa - 075841

Artikelnummer: CM0026963

Einführung

Anti-UPK1B Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines Uroplakin-1b (UPIB/TSPAN20), geeignet für die Forschung an Blasenepithelien und Studien zu urothelialen Plaques.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPK1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	7348
GeneID	7348
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-230 von humanem UPK1B (NP_008883.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	075841
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eistasche