

Anti-Upk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000526

Artikelnummer: CM0015412

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Uroplakin-2 (UPK2), validiert für WB und ELISA. Das rekombinante Protein-Immunogen (aa 85-155) gewährleistet eine spezifische Detektion. Ideal für die Forschung an asymmetrischen Einheitsmembranen des Urothels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UP2; UPII; UPK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7379
GenID	7379
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 85-155 von menschlichem UPK2 (NP_006751.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	000526
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel