

Anti-Upk3A Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If-P, Elisa - O75631

Artikelnummer: CM0013397

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonalkörper gegen humanes UPK3A (Uroplakin-3a). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Differenzierung von Urothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPK3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7380
Gen-ID	7380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-207 des menschlichen UPK3A (NP_008884.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75631
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel