

Anti-Upk3B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bt76

Artikelnummer: CM0020896

Einführung

UPK3B Kaninchen pAb ist ein polyclonaler Antikörper, der in Kaninchen gewonnen wurde, validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben und zielt auf Uroplakin-3b (Q9BT76). Ideal für Forschung zu AUM und urothelialer Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPK3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	P35; UP3B; UPIIB; UPK3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	105375355
GenID	105375355
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-200 des menschlichen UPK3B entspricht (NP_085047.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BT76
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel