

Anti-Upp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16831

Artikelnummer: CM0002004



Einführung

Anti-UPP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Uridinphosphorylase 1, ein Schlüsselenzym im Pyrimidinstoffwechsel, ideal für die Forschung zum Nukleotidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7378
Gen-ID	7378
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem UPP1 (Q16831) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16831
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel