

Anti-Upp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16831

Artikelnummer: CM0015534



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Uridin-Phosphorylase 1 (UPP1). Geeignet für Western Blot und ELISA; detektiert ein 34 kDa Protein, das am Pyrimidinstoffwechsel und der Nukleotidsynthese beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7378
Gen-ID	7378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 89-173 von humanem UPP1 enthält (NP_001274357.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16831
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche