

Anti-Uqcc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Br2

Artikelnummer: CM0027353

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches UQCC2, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte UQCC2; beteiligt an der Montage des mitochondrialen Komplex III und der Funktion der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M19; Cbp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84300
Gen-ID	84300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 14-126 von menschlichem UQCC2 (NP_115716.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRT2
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel