


Anti-Uqcr10 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Udw1

Artikelnummer: CM0029781



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UQCR10 (Cytochrom b-c1-Komplex-Untereinheit 9), ideal für Western Blot und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattus-Proben. ~7 kDa Protein der inneren Mitochondrienmembran von Komplex III.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCR10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
Spezies	Human
GeneID (Human)	29796
GeneID	29796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-63 von humanem UQCR10 (NP_037519.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UDW1
Proteingewicht	7kDa
Versand	Eisbeutel