


Anti-Uqcr10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Udw1

Artikelnummer: CM0016399



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes UQCR10 (Komplex III-Untereinheit 9). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an der mitochondrialen Elektronentransportkette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCR10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCR10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29796
GenID	29796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-63 von humanem UQCR10 (NP_037519.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UDW1
Proteingewicht	7kDa
Versand	Eisbeutel