


Anti-Uqcrb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14927

Artikelnummer: CM0017640



Einführung

UQCRB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ziel ist Untereinheit 7 des mitochondrialen Komplexes III, die Elektronentransport und oxidative Phosphorylierung antreibt. Unterstützt die Forschung zu mitochondrialen Erkrankungen und der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7381
GenID	7381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-111 von menschlichem UQCRB (NP_006285.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14927
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel