


Anti-Uqcrc1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31930

Artikelnummer: CM0004850



Einführung

Leistungsstarker Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen UQCRC1 (Komplex III-Untereinheit 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Atmung und Parkinson-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] UQCRC1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	QCR1; PKNPY; UQCR1; D3S3191
Speziesies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7384
Gen-ID	7384
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31930
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel