


Anti-Uqcrc2 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22695

Artikelnummer: CM0030736



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes UQCRC2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialem Komplex III und der Elektronentransportkette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7385
GenID	7385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 224-453 von humanem UQCRC2 enthält (NP_003357.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22695
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel