


Anti-Uqcrc2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22695

Artikelnummer: CM0011395



Einführung

UQCRC2 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf menschliches UQCRC2 (P22695) ab, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex III, die für den Elektronentransport und die ATP-Synthese essentiell ist. Ideal für die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRC2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7385
GenID	7385
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22695
Proteinmolekulargewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel