


Polyklonaler Anti-Uqcrfs1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Artikelnummer: CM0017877



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UQCRC1 (Rieske-Eisen-Schwefel-Protein), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes UQCRC1 und kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung des mitochondrialen Komplexes III.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIP1; RIS1; RISP; UQCRC1; MC3DN10; UQCRC1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7386
Gen-ID	7386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 79-274 des humanen UQCRC1 (NP_005994.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P47985
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku