


Anti-Uqcrfs1 (Rieske Eisen-Schwefel-Protein) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Artikelnummer: CM0030976



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UQCRFS1 (Rieske Eisen-Schwefel-Protein), eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex III. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; reaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRFS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRFS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7386
GeneID	7386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 141-274 von humanem UQCRFS1 (NP_005994.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P47985
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel