

Anti-Urm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Btm9

Artikelnummer: CM0016127

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes URM1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur tRNA-Thiolierung und ubiquitin-ähnlichen Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	URM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C9orf74; URM1
Spezies	Human
GeneID (human)	81605
GeneID	81605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-63 von humanem URM1 (NP_001252511.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BTM9
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche