

Anti-Uroplakin Iii/Upk3A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Jkx8

Artikelnummer: CM0028591

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Uroplakin III (UPK3A), geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt Maus-, menschliches und Ratten-UPK3A. Ideal für die Forschung zur Urothelbiologie und Blasenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Uroplakin III/UPK3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7380
Gen-ID	22270
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 188-287 von Maus-Uroplakin III/UPK3A (NP_075967.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9JKX8
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel