

Anti-Usf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P22415

Artikelnummer: CM0002018



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen USF1 (Upstream stimulatory factor 1), geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem und murinem USF1. Ideal für Forschung zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7391
GenID	7391
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem USF1 (P22415)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22415
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel