

Anti-Usf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22415

Artikelnummer: CM0006957



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes USF1 (SWISS P22415). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Transkriptionsforschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] USF1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; [KD Validated] USF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7391
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-310 von humanem USF1 enthält. (NP_009053.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22415
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche