


Anti-Usf2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q15853

Artikelnummer: CM0026647



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes USF2 (FIP/bHLHb12), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Transkriptionsfaktor-Forschung und E-Box-Bindungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USF2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	FIP; bHLHb12; USF2
Spezies	Human
GeneID (human)	7392
GeneID	7392
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15853
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku