

Anti-USO1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Artikelnummer: CM0003079



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes USO1/p115, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes USO1 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Proteingewicht ca. 108 kDa. Ideal für Forschung zum Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8615
Gen-ID	8615
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem USO1 (O60763) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60763
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel