

Anti-USO1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60763

Artikelnummer: CM0021438



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen USO1 (TAP/VDP/P115), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Studien zum Golgi-Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USO1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 663-962 des menschlichen USO1 (NP_003706.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O60763
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel