

Anti-USO1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Artikelnummer: CM0027748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes USO1 (p115/VDP/TAP) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung des vesikulären Transports zwischen ER und Golgi sowie der Aufrechterhaltung des Golgi-Stacks.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8615
GenID	8615
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von humanem USO1 (O60763) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60763
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel